

つなぐ技術で、あなたに喜びを



神戸医療生活協同組合 神戸協同病院様

コロナ禍でウイルスや細菌への徹底した対策を実施している神戸協同病院。
バッファローのICT支援により抗ウイルス・抗菌仕様の商品提供を受け各部署で試用



抗ウイルス・抗菌仕様の商品により
機器の共同使用による不安が軽減

目的・課題	業種	導入商品
業務効率向上	医療・福祉関連	抗ウイルス・ 抗菌商品

導入先プロフィール(2022年5月現在)

施設名 神戸医療生活協同組合 神戸協同病院
所在地 〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町2丁目4-7
URL <http://kobekyodo-hp.jp/>

兵庫県神戸市の神戸協同病院は、地域診療への支援病院として、「いつでも誰でも安心してかかる医療」を目指す総合病院です。平時より、パソコン周辺機器の清掃やアルコールによる清拭を徹底していましたが、新型コロナウイルスの拡大以降は、さらに院内の徹底した感染拡大防止対策が日常となりました。このような状況下、同院ではバッファローのICT支援の提案により、抗ウイルス・抗菌仕様のパソコン周辺機器やiPadフィルムなどの提供を受け各部署で試用。商品試用後、「万が一清拭し忘れた際の不安が軽減されました。」「複数人が触れる状況でも不安を減らせます。」などの声が聞かれました。

課題

コロナ禍により
徹底した感染拡大防止策を実施

感染拡大防止策の徹底

▶ 機器の清掃・清拭を徹底

共同使用の機器がある

▶ 清拭前に機器を使用することも



対策

抗ウイルス・抗菌仕様の商品を提供

複数部署の使用状況や勤務体制に合わせた商品を提供

清拭のし忘れや
機器の共用による不安が軽減

効果

抗ウイルス・抗菌商品を試用 ▶ 清拭のし忘れによる不安が軽減

各部署に適した商品を配置 ▶ 機器の共同使用での不安が軽減



選定の
ポイント

ISO21702法により評価された抗ウイルス商品

ISO22196(JIS Z2801)法により評価された抗菌商品

お客様インタビュー

神戸医療生活協同組合

神戸協同病院

事務次長

宮本 実氏



バッファローのICT支援により抗ウイルス・抗菌商品を適所に配置し試用。 機器の共同使用や複数人が触れる状況での不安を軽減

概要

- ・抗ウイルス・抗菌商品を提供受け試用
- ・機器の手入れの負担軽減にも期待

抗菌仕様マウスやキーボードの商品提供を受ける
神戸協同病院では、感染症対策などの観点からパ
ソコン周辺機器の清掃やアルコールによる清拭を
徹底して行っていました。このような状況に、バ
ッファローはICT支援として、抗菌マウスや抗菌キ
ーボードなどのパソコン周辺機器を提供しました。

機器の手入れのための業務負担軽減を期待

抗菌仕様のマウスやキーボード、ヘッドセットのほか、抗菌仕様に加えて抗ウイルス仕様も備える iPadフィルムやスティック型SSDも提供。各部署に適した商品を配置し職員が試用。「複数人が触れる状況でも不安を減らせる」などの声が聞かれ、手入れのための負担軽減も期待されています。

目標・課題

- ・徹底した感染拡大防止策を実施
- ・複数人による機器の共同使用

徹底して清掃・清拭を行うように

同院は、平時よりパソコン周辺機器などの清掃やアルコールによる清拭を行っていましたが、新型コロナウイルスの感染拡大以降は、発熱外来やコロナ受入病棟はもちろん、事務職員が使用するパソコン周辺機器まで、院内全体でさらに清掃・清拭を徹底して行うようになりました。

共用パソコンを清拭せず離席することも

医療スタッフは手指衛生剤を携行するなど、抗ウイルス・抗菌を重視する同院では、医師・看護師のパソコン・タブレットは使用前後にアルコールによる清拭を行っています。しかし、詰所の共用パソコンについては看護・ケアのため即時席を離れることもあり清拭せず離席することもありました。

解決策

- ・国際規格に適合している抗菌性能
- ・抗ウイルス仕様を併せ備える商品も

抗ウイルス・抗菌仕様のさまざまな商品を提供
このような状況に対し、バッファローはICT支援として、ISO21702法により評価された抗ウイルス性能や、ISO22196(JIS Z2801)法により評価された抗菌性能を持つ、抗ウイルス・抗菌仕様の商品を提供しました。

勤務帯・仕様用途に則し、各部署に商品を配置

抗菌仕様の樹脂を採用したマウス、キーボード、ヘッドセットは、診察エリアの医師用、看護師用パソコンのほか、事務職員用のパソコンと併せて使用しました。また、抗ウイルス・抗菌仕様のiPad用フィルムは、患者のオンライン面会にも使用される看護師のiPadに。このほか、抗ウイルス・抗菌仕様のスティック型SSDは、心臓や腹部エコー写真、電子カルテデータなど大容量データの移動に使用するなど、勤務帯ごとの機器の使用状況や使用用途に則し、各部署に適した商品を配置しました。

効果

- ・清拭のし忘れなどによる不安が軽減
- ・試用した各部署から高評価

複数人が触れる機器の共同使用での不安も軽減

今回、バッファローのICT支援として提供を受けた抗ウイルス・抗菌商品について、職員から「抗ウイルス・抗菌商品のため、万が一清拭し忘れた際の不安が軽減されました。」との声が。また、オンライン面会用のiPadを使用している看護師からは「操作は患者ではなく看護師やヘルパーが行いますが、複数人が触れる状況でも不安を減らせます。」との声も聞かれました。

通常品との価格差も少なく、今後も採用を検討

神戸医療生活協同組合 神戸協同病院 事務次長 宮本 実氏は、「今後、アルコールによる清拭の回数を減らせる可能性もあるのではないかと考えています。商品自体も使いやすく、抗ウイルス・抗菌仕様でありながらリーズナブルなため更新時には採用をしていきたいと考えています。」と話しました。




交代で使用する診察室の医師用パソコンに抗菌仕様マウス・キーボードを使用



事務用パソコンには無線モデルの抗菌仕様のキーボードと抗菌仕様のマウスを配置



複数人が共用する看護師用パソコンには抗菌仕様マウスとキーボードを使用



エコー写真など大容量データの移動に使用する抗ウイルス・抗菌仕様のSSD



事務職員が使うオンライン会議用のヘッドセットも抗菌仕様に



抗ウイルス・抗菌仕様フィルムを貼り付けた、オンライン面会で使用するiPad

※本導入は、バッファローのICT支援によるものです。

導入商品 キーボード
抗菌樹脂採用



BSKBW130シリーズ

マウス
抗菌樹脂採用



BSMBU110シリーズ

法人向けキーボード
抗菌樹脂採用 防水・防塵対応



BSKBU520Zシリーズ

法人向けマウス
抗菌素材採用 防水・防塵対応 抗菌素材採用



BSMOUWPZシリーズ

ヘッドセット
抗菌素材採用



BSSHCHS110シリーズ

外付けSSD
抗ウイルス・抗菌対応



iPad用フィルム
抗ウイルス・抗菌対応



BSIPD20109FAVBGZ
BSIPD19102FAVBGZ